

|                                                                                     |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                    |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                  | INFORME DE PREVENTIVOS                                                                                                                         |                                 |  | SANATORIO LAS LOMAS |
|                                                                                     | VENTILADORES                                                                                                                                   |                                 | ID Informe                                                                         |                     |
| DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN                                                         |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                    |                     |
| Código de equipo                                                                    | VENTILA-19614                                                                                                                                  | Fecha de revisión               | 30/06/2026                                                                         |                     |
| Marca                                                                               | VENTILADOR MAQUET                                                                                                                              | Sede                            | Sanatorio                                                                          |                     |
| Modelo                                                                              | SERVO S                                                                                                                                        | Sector                          | UTI                                                                                |                     |
| Número de serie                                                                     | 19614                                                                                                                                          | Ubicación                       | IG-LL-SLL-PB-UCI-LL-HB00                                                           |                     |
| INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL                                                       |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                    |                     |
| Ítem                                                                                | Evaluación                                                                                                                                     | Resultado                       | Observación                                                                        |                     |
| Chasis                                                                              | No debe haber daños en la carcasa del equipo                                                                                                   | Pasó                            |                                                                                    |                     |
| Pantalla                                                                            | Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control                                                                                          |                                 |                                                                                    |                     |
| Fecha y Hora                                                                        | Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente                                                                      |                                 |                                                                                    |                     |
| Accesorios                                                                          | Revisar estado de cables y casete espiratorio, reemplazar de ser necesario                                                                     |                                 |                                                                                    |                     |
| Alarmas                                                                             | Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles |                                 |                                                                                    |                     |
| Limpieza                                                                            | Realizar limpieza exterior e interior del equipo                                                                                               |                                 |                                                                                    |                     |
| Cable de alimentación                                                               | Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe                                                                                              |                                 |                                                                                    |                     |
| Batería                                                                             | Cambio de batería si corresponde                                                                                                               |                                 |                                                                                    |                     |
| Conectividad                                                                        | Verificar conexión a central de monitoreo                                                                                                      |                                 |                                                                                    |                     |
| Anclaje                                                                             | Verificar estado del soporte                                                                                                                   |                                 |                                                                                    |                     |
| Ruedas                                                                              | Verificar buen desplazamiento y estado                                                                                                         |                                 |                                                                                    |                     |
| Etiquetado                                                                          | Inspeccionar el estado de las etiquetas                                                                                                        |                                 |                                                                                    |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                    |                     |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo                                                 |                                                                                                                                                | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |                                                                                    |                     |
|  |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                    |                     |

|                                                                                     |                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                  | INFORME DE PREVENTIVOS |  SANATORIO LAS LOMAS |
|                                                                                     | VENTILADORES           | ID Informe                                                                                             |
| CHECKLIST                                                                           |                        |                                                                                                        |
|                                                                                     |                        |                                                                                                        |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo                                                 |                        | Supervisa: Carlos Joaquin Perez                                                                        |
|  |                        |                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | INFORME DE PREVENTIVOS |  SANATORIO LAS LOMAS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VENTILADORES           | ID Informe                                                                                             |
| <div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cambio de filtros</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cambio de celda de oxígeno</div><div><input type="checkbox"/> Cambio de boquillas de gases</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Cambio de batería</div><div><input type="checkbox"/> Realizar prueba</div></div> |                        |                                                                                                        |
| EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                        |
| Resultado final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                        |
| Pasó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                        |
| Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                        |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                        |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | Supervisa: Carlos Joaquin Perez                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                        |