

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                                                         | INFORME DE PREVENTIVOS                                                                                                                         |                                 |  SANATORIO LAS LOMAS |
|                                                                                                                            | MONITORES WELCH ALLYN                                                                                                                          |                                 | ID Informe                                                                                             |
| DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN                                                                                                |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                        |
| Código de equipo                                                                                                           | MON-BIO-91722519                                                                                                                               | Fecha de revisión               | 22/04/2026                                                                                             |
| Marca                                                                                                                      | Monitor Mult. Welch Allyn                                                                                                                      | Sede                            | Sanatorio                                                                                              |
| Modelo                                                                                                                     | Connex Spot                                                                                                                                    | Sector                          | Internación                                                                                            |
| Número de serie                                                                                                            | 100091722519                                                                                                                                   | Ubicación                       | IG-LL-SLL-02-INT-LL-HAB00                                                                              |
| INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL                                                                                              |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                        |
| Ítem                                                                                                                       | Evaluación                                                                                                                                     | Resultado                       | Observación                                                                                            |
| Chasis                                                                                                                     | No debe haber daños en la carcasa del equipo                                                                                                   | Pasó                            |                                                                                                        |
| Pantalla                                                                                                                   | Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control                                                                                          | Pasó                            |                                                                                                        |
| Fecha y Hora                                                                                                               | Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente                                                                      | Pasó                            |                                                                                                        |
| Accesorios                                                                                                                 | Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario                                                                                         | Pasó                            | Se le quita polvo al conector de PNI para su buen funcionamiento                                       |
| ECG                                                                                                                        | Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda                                                                                   | No aplica                       |                                                                                                        |
| Alarmas                                                                                                                    | Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles | Pasó                            |                                                                                                        |
| Limpieza                                                                                                                   | Realizar limpieza exterior e interior del equipo                                                                                               | Pasó                            |                                                                                                        |
| Cable de alimentación                                                                                                      | Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe                                                                                              | Pasó                            |                                                                                                        |
| Batería                                                                                                                    | Cambio de batería si corresponde                                                                                                               | Pasó                            |                                                                                                        |
| Conectividad                                                                                                               | Verificar conexión a central de monitoreo                                                                                                      | No aplica                       |                                                                                                        |
| Anclaje                                                                                                                    | Verificar estado del soporte                                                                                                                   | Pasó                            |                                                                                                        |
| Ruedas                                                                                                                     | Verificar buen desplazamiento y estado                                                                                                         | Pasó                            |                                                                                                        |
| Etiquetado                                                                                                                 | Inspeccionar el estado de las etiquetas                                                                                                        | Pasó                            |                                                                                                        |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                 |                                                                                                        |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo<br> |                                                                                                                                                | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |                                                                                                        |

|                                                                                     |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| INGENIERIA CLINICA                                                                  | INFORME DE PREVENTIVOS                   |              |  | SANATORIO LAS LOMAS |  |
|                                                                                     | MONITORES WELCH ALLYN                    |              |                                                                                    | ID Informe          |  |
| PRUEBAS CUANTITATIVAS                                                               |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| SpO2 [%]                                                                            |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Evaluar medición en 3 puntos                                                        |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Num. Prueba                                                                         | Valor esperado                           | Valor medido | Tolerancia                                                                         | Resultado           |  |
| 1                                                                                   | 90                                       | 90           | ± 1                                                                                | Pasó                |  |
| 2                                                                                   | 97                                       | 97           | ± 1                                                                                | Pasó                |  |
| 3                                                                                   | 100                                      | 100          | ± 1                                                                                | Pasó                |  |
| PNI [mmHg]                                                                          |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Evaluar medición en 3 puntos                                                        |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Num. Prueba                                                                         | Valor esperado                           | Valor medido | Tolerancia                                                                         | Resultado           |  |
| 1                                                                                   | 120/80                                   | 123/82       | ± 10 mmHg                                                                          | Pasó                |  |
| 2                                                                                   | 140/100                                  | 146/102      | ± 10 mmHg                                                                          | Pasó                |  |
| 3                                                                                   | 100/60                                   | 102/66       | ± 10 mmHg                                                                          | Pasó                |  |
| Temperatura [T°]                                                                    |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Evaluar medición                                                                    |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Resultado                                                                           |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Pasó                                                                                |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Frecuencia [lpm]                                                                    |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Evaluar medición                                                                    |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Valor esperado                                                                      | Valor medido                             | Tolerancia   | Resultado                                                                          |                     |  |
| 60                                                                                  | 60                                       | ± 1          | Pasó                                                                               |                     |  |
| EQUIPAMIENTO UTILIZADO                                                              |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Equipamiento                                                                        | Detalle                                  |              | Fecha de calibración                                                               |                     |  |
| ProSim 8                                                                            | Analizador de signos vitales marca FLUKE |              | 28/12/2025                                                                         |                     |  |
| EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO                                                   |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Resultado final                                                                     |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Pasó                                                                                |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
|                                                                                     |                                          |              |                                                                                    |                     |  |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo                                                 |                                          |              | Supervisa: Carlos Joaquin Perez                                                    |                     |  |
|  |                                          |              |                                                                                    |                     |  |

|                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                                                                            | INFORME DE PREVENTIVOS                     |  SANATORIO LAS LOMAS |
|                                                                                                                                               | MONITORES WELCH ALLYN                      | ID Informe                                                                                             |
| <div></div>                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                        |
| <div>Técnico responsable: Malena Hidalgo</div> <div></div> | <div>Supervisa: Carlos Joaquin Perez</div> |                                                                                                        |

|                    |                        |                                                                                                               |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INGENIERIA CLINICA | INFORME DE PREVENTIVOS |  <b>SANATORIO LAS LOMAS</b> |
|                    | MONITORES WELCH ALLYN  | ID Informe                                                                                                    |

IMAGENES



Figura 1: Monitor previo a la limpieza



Figura 2: MON-BIO-91722519



Figura 3: Frente del monitor



Figura 4: Accesorios

|                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Técnico responsable: Malena Hidalgo <div>  </div> | Supervisa: Carlos Joaquin Perez |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                     |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| INGENIERIA CLINICA                                                                  | INFORME DE PREVENTIVOS |                                                                                  |  SANATORIO LAS LOMAS |              |              |      |
|                                                                                     | MONITORES WELCH ALLYN  |                                                                                  | ID Informe                                                                                             |              |              |      |
| Realiza el ensayo: Malena Hidalgo                                                   |                        | Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) <input type="checkbox"/> |                                                                                                        |              |              |      |
| Fecha: 02/02/2026                                                                   |                        | Ensayo recurrente <input checked="" type="checkbox"/>                            |                                                                                                        |              |              |      |
|                                                                                     |                        | Ensayo después de la reparación <input type="checkbox"/>                         |                                                                                                        |              |              |      |
| Datos del equipo                                                                    |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Código de identificación: MON-MUL-065                                               |                        | Número de serie: 100091722519                                                    |                                                                                                        |              |              |      |
| Fabricante: WELCH-ALLYN                                                             |                        | Ubicación: INTERN-2P                                                             |                                                                                                        |              |              |      |
| Modelo: CONNEX-SPOT                                                                 |                        | Clase de protección: I                                                           |                                                                                                        |              |              |      |
| Parte aplicable                                                                     |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Nombre                                                                              |                        | Tipo                                                                             |                                                                                                        | Número       |              |      |
| SENSOR-TEMPERATURA                                                                  |                        | B                                                                                |                                                                                                        | 1            |              |      |
| Datos del Analizador                                                                |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Fabricante: Fluke                                                                   |                        | Estándar: IEC62353-Direct                                                        |                                                                                                        |              |              |      |
| Modelo: ESA-615                                                                     |                        | Versión de firmware: 3.01.03                                                     |                                                                                                        |              |              |      |
| Número de serie: 5453505                                                            |                        | Última calibración: 25/02/2026                                                   |                                                                                                        |              |              |      |
| Ensayo                                                                              |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Medición                                                                            |                        | Valor Medido                                                                     | Unidad                                                                                                 | Valor Máximo | Valor Mínimo | Apto |
| Resistencia de protección a tierra                                                  |                        | 0.222                                                                            | Ohm                                                                                                    | 0.3          | -            | P    |
| Resistencia de aislación entre vivo y tierra                                        |                        | 999                                                                              | MOhm                                                                                                   | -            | -            | P    |
| Vivo a neutro                                                                       |                        | 226.8                                                                            | V                                                                                                      | -            | -            | P    |
| Neutro a tierra                                                                     |                        | 227.1                                                                            | V                                                                                                      | -            | -            | P    |
| Vivo a tierra                                                                       |                        | 0.6                                                                              | V                                                                                                      | -            | -            | P    |
| Resistencia de aislación entre vivo y parte aplicable                               |                        | 999                                                                              | MOhm                                                                                                   | -            | -            | P    |
| Corriente del equipo                                                                |                        | 0.1                                                                              | A                                                                                                      | -            | -            | P    |
| Corriente de fuga del chasis a tierra abierta                                       |                        | 62.9                                                                             | uA                                                                                                     | 500          | -            | P    |
| Corriente normal SENSOR-TEMPERATURA                                                 |                        | -                                                                                | -                                                                                                      | -            | -            | -    |
| Corriente invertida SENSOR-TEMPERATURA                                              |                        | -                                                                                | -                                                                                                      | -            | -            | -    |
| Valoración Global                                                                   |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.                    |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
| Técnico responsable: Malena Hidalgo                                                 |                        | Supervisa: Carlos Joaquin Perez                                                  |                                                                                                        |              |              |      |
|  |                        |                                                                                  |                                                                                                        |              |              |      |