

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN		
DATOS DEL EQUIPO Y REVISIÓN			
Código de equipo	MON-BIO-91882519	Fecha de revisión	24/04/2026
Marca	Monitor Mult. Welch Allyn	Sede	Sanatorio
Modelo	Connex Spot	Sector	Internación
Número de serie	100091882519	Ubicación	IG-LL-SLL-PB-INT-LL-HAB00
INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL			
Ítem	Evaluación	Resultado	Observación
Chasis	No debe haber daños en la carcasa del equipo	Pasó	Se observan daños por mal uso en soporte de sensor de temperatura
Pantalla	Revisar funcionamiento de pantalla y panel de control	Pasó	
Fecha y Hora	Verificar que la fecha y hora del equipo estén configuradas correctamente	Pasó	
Accesorios	Revisar estado de cables y reemplazar de ser necesario	Pasó	
ECG	Probar las distintas derivaciones y distintas formas de onda	No aplica	
Alarmas	Verificar que las alarmas correspondientes al equipo se activen de forma correcta y que los indicadores visuales y auditivos sean reconocibles	Pasó	
Limpieza	Realizar limpieza exterior e interior del equipo	Pasó	
Cable de alimentación	Inspeccionar el estado de cable, fuente y enchufe	Pasó	
Batería	Cambio de batería si corresponde	Pasó	
Conectividad	Verificar conexión a central de monitoreo	No aplica	
Anclaje	Verificar estado del soporte	Pasó	Se observan rayones en base de soporte
Ruedas	Verificar buen desplazamiento y estado	Pasó	
Etiquetado	Inspeccionar el estado de las etiquetas	Pasó	
Técnico responsable: Malena Hidalgo 		Supervisa: Carlos Joaquin Perez	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS	
	MONITORES WELCH ALLYN		ID Informe	
PRUEBAS CUANTITATIVAS				
SpO2 [%]				
Evaluar medición en 3 puntos				
Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	90	90	± 1	Pasó
2	97	97	± 1	Pasó
3	100	100	± 1	Pasó
PNI [mmHg]				
Evaluar medición en 3 puntos				
Num. Prueba	Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado
1	120/80	118/71	± 10 mmHg	Pasó
2	140/100	144/103	± 10 mmHg	Pasó
3	100/60	100/66	± 10 mmHg	Pasó
Temperatura [T°]				
Evaluar medición				
Resultado				
Pasó				
Frecuencia [lpm]				
Evaluar medición				
Valor esperado	Valor medido	Tolerancia	Resultado	
60	60	± 1	Pasó	
EQUIPAMIENTO UTILIZADO				
Equipamiento	Detalle		Fecha de calibración	
ProSim 8	Analizador de signos vitales marca FLUKE		28/12/2025	
EVALUACIÓN GENERAL DEL PREVENTIVO				
Resultado final				
Pasó				
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez		
				

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe
Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez	

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe

IMAGENES



Figura 1: Monitor previo a la limpieza



Figura 2: MON-BIO-91882519



Figura 3: Frente del monitor



Figura 4: Accesorios



Figura 5: Base del soporte con rayones observados



Figura 6: Daños observados en soporte del sensor de temperatura

Técnico responsable: Malena Hidalgo 	Supervisa: Carlos Joaquin Perez
--	---------------------------------

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS	 SANATORIO LAS LOMAS
	MONITORES WELCH ALLYN	ID Informe
IMAGENES		
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez
		

INGENIERIA CLINICA	INFORME DE PREVENTIVOS		 SANATORIO LAS LOMAS			
	MONITORES WELCH ALLYN		ID Informe			
Realiza el ensayo: Malena Hidalgo		Ensayo antes de poner en servicio (valor de referencia) ☐				
Fecha: 02/02/2026		Ensayo recurrente ☒				
		Ensayo después de la reparación ☐				
Datos del equipo						
Código de identificación: MON-MUL-059		Número de serie: 100091882519				
Fabricante: WELCH-ALLYN		Ubicación: INTERN-PB				
Modelo: CONNEX-SPOT		Clase de protección: I				
Parte aplicable						
Nombre		Tipo		Número		
SENSOR-TEMPERATURA		B		1		
Datos del Analizador						
Fabricante: Fluke		Estándar: IEC62353-Direct				
Modelo: ESA-615		Versión de firmware: 3.01.03				
Número de serie: 5453505		Última calibración: 25/02/2026				
Ensayo						
Medición		Valor Medido	Unidad	Valor Máximo	Valor Mínimo	Apto
Resistencia de protección a tierra		0.001	Ohm	0.3	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y tierra		999	MOhm	-	-	P
Vivo a neutro		223.2	V	-	-	P
Neutro a tierra		1.4	V	-	-	P
Vivo a tierra		224.7	V	-	-	P
Resistencia de aislación entre vivo y parte aplicable		999	MOhm	-	-	P
Corriente del equipo		0.0	A	-	-	P
Corriente de fuga del chasis a tierra abierta		0.9	uA	500	-	P
Corriente normal SENSOR-TEMPERATURA		-	-	-	-	-
Corriente invertida SENSOR-TEMPERATURA		-	-	-	-	-
Valoración Global						
Equipo pasa satisfactoriamente el ensayo de Seguridad Eléctrica.						
Técnico responsable: Malena Hidalgo		Supervisa: Carlos Joaquin Perez				
						